

# DynaBio™



راهنمای کاربری

## کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسما به روش Real-Time PCR

**DynaBio™ HCV Quantitative Real-Time PCR Kit**

برای دستگاههای: Rotor-Gene Q/6000, Exicycler 96

ویرایش ۱/۴  
۱۳۹۳ ماه فروردین

۵۰ آزمونه

شناسه: ک ر ۰۰۲۵

Cat # KR0025

For Research Use Only

فقط برای مصارف پژوهشی


# تکاپوزیت



---


## فهرست:

	اطلاعات کلی
۳	محتویات
۳	نگهداری
۴	اطلاعات اینمنی
۴	کنترل کیفیت
۴	نشانه ها
۵	معرفی کیت حاضر
۵	محدودیت های بکارگیری محصول
۶	مختصری درباره Real-Time PCR
۸	ویروس هپاتیت ث و بیماری زایی
۸	رابطه تعداد نسخ ویروس و واحد بین المللی
۹	ویژگی های عملکردی
۹	حساسیت تحلیلی
۱۰	ویژگی تحلیلی
۱۱	بازه خطی
۱۲	دقت
۱۴	ارزیابی تشخیصی
۱۵	سایر مواد و وسایل مورد نیاز (که در کیت ارائه نشده)
۱۵	توصیه های عمومی
۱۶	جمع آوری، نگهداری و حمل و نقل نمونه ها
۱۶	نگهداری نمونه
۱۷	حمل و نقل نمونه
۱۷	مواد تداخل کننده





	روش کار
۲۰	استخراج رنای ویروسی (Viral RNA) انجام آزمون Real-time PCR
۲۱	نکات عمومی
۲۲	آماده سازی مخلوط اصلی واکنش
۲۳	برنامه واکنش PCR
۲۴	برنامه دهی به دستگاه ۹۶ Exicycler
۳۰	برنامه دهی به دستگاه Rotor-Gene Q/6000
۳۷	تحلیل داده ها
۳۷	تنظیمات نرم افزاری
۴۲	تفسیر و گزارش نتایج
۴۳	رونندنای تفسیر نتایج و گزارش نهایی
۴۴	تعیین تیتر ویروس بر حسب IU در هر میلی لیتر پلاسما
۴۵	حل مشکل
۴۷	پشتیبانی فنی





## اطلاعات کلی

### محتويات


ردیف	رنگ/ جنس برچسب	عنوانین و محتويات	تعداد ویال در هر کیت ۵۰ تایی	حجم در هر ویال (میکرولیتر)
۱	آبی/ شفاف	مخلوط ۱ (تک مرحله ای) Mix1 (One-Step)	۱	۱۲۵۰
۲	آبی/ کاغذی	مخلوط ۲ Mix2	۱	۳۰۰
۳	قرمز تیره/ شفاف	استاندارد ۱ $۱ \times ۱۰^۴$ IU/ $\mu$ l	۱	۲۰۰
۴	قرمز روشن/ شفاف	استاندارد ۲ $۱ \times ۱۰^۳$ IU/ $\mu$ l	۱	۲۰۰
۵	صورتی تیره/ شفاف	استاندارد ۳ $۱ \times ۱۰^۲$ IU/ $\mu$ l	۱	۲۰۰
۶	صورتی روشن/ شفاف	استاندارد ۴ $۱ \times ۱۰^۱$ IU/ $\mu$ l	۱	۲۰۰
۷	سیز/ شفاف	کنترل داخلي IPC	۱	۵۰۰
۸	زرد/ شفاف	کنترل منفي NTC	۱	۱۲۵۰

### نگهداری

کیت می بایست در دمای  $20^{\circ}\text{C}$ - نگهداری شود. برای اطلاع از شماره سری ساخت<sup>۱</sup> و تاریخ انقضای کیت به برچسب روی جعبه کیت رجوع شود. برای جلوگیری از کاهش حساسیت آزمون، از ذوب و انجاماد<sup>۲</sup> مکرر مواد (بیش از ۵ بار) خودداری گردد.

<sup>۱</sup> Lot#

<sup>۲</sup> Freeze & thawing



## اطلاعات ایمنی

برای آگاهی از اطلاعات ایمنی کیت، لطفاً برگه داده های ایمنی<sup>۱</sup> مربوط را در وب سایت شرکت بیابید.

## کنترل کیفیت

هر سری ساخت گیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسمای به منظور اطمینان از ثابت بودن و یکنواختی کیفیت محصول در مورد یک سری ویژگی های از پیش تعیین شده مورد آزمایش واقع می شود.

## نشانه ها

تاریخ انقضا		تعداد آزمون	
تاریخ تولید		شرایط دمایی نگهداری	
شرکت سازنده		شناسه فرآورده	
نکته مهم		سری ساخت	
		جورینه	

<sup>۱</sup> MSDS: Material Safety Data Sheets

## معرفی کیت حاضر

این کیت برای شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث (در پلاسما) با استفاده از فناوری Real-time PCR (روش TaqMan) طراحی و اعتبارسنجی<sup>۱</sup> شده است. شناسایی/ سنجش کمی از طریق تکثیر یک ناحیه ۱۱۰ جفت بازی کاملاً حفظ شده<sup>۲</sup> از ژنوم ویروس و با استفاده از پروب اختصاصی مربوطه (دارای رنگ فلئورسانس FAM در انتهای<sup>۳</sup> به عنوان گزارش کننده و BHQ1 در انتهای<sup>۴</sup> به عنوان خاموش کننده) انجام می شود. کنترل داخلی تعییه شده در این کیت (دارای رنگ فلئورسانس JOE در انتهای<sup>۵</sup> به عنوان گزارش کننده و BHQ1 در انتهای<sup>۶</sup> به عنوان خاموش کننده)، صحت فرآیند استخراج و عدم وجود بازدارنده های احتمالی PCR را کنترل می کند.

## محدودیت های بکارگیری محصول

- کلیه مواد می بايستی فقط و فقط برای کاربردهای *in vitro* استفاده شوند.
- کاربری این محصول تنها توسط کاربری که برای انجام آزمایش های *in vitro* مولکولی در آزمایشگاه تشخیصی آموزش های لازم را دیده است صورت پذیرد.
- برای گرفتن نتایج PCR بهینه، عملکرد دقیق مطابق راهنمای کاربری ضروری است.
- می بايستی به تاریخ انقضای نوشته شده روی جعبه توجه شود و کیت تاریخ گذشته استفاده نشود.

<sup>1</sup> Validation

<sup>2</sup> Conserved

## مختصه‌ی درباره Real-Time PCR

Real-time PCR در اصل همان واکنش PCR معمولی است با این تفاوت که با وارد کردن مواد فلورسان و استفاده از ابزاری برای پایش تغییرات فلورسانس این مواد، امکان بررسی واکنش در زمان انجام واکنش و نیز انجام محاسبات بعدی فراهم می‌آید.

از جمله برتری‌های Real-time PCR نسبت به PCR معمولی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. حساسیت بالاتر
۲. امکان کمی سازی
۳. حذف مراحل بعد از PCR<sup>۱</sup> (الکتروفورز محصول PCR، رنگ آمیزی و مشاهده ژل روی دستگاه نوردهی فرابنفش<sup>۲</sup>) و در نتیجه:
  - استفاده نکردن از رنگ‌های سمی و سرطان‌زا مانند اتیدیوم بروماید
  - به حداقل رساندن آلودگی ناشی از محصول PCR (عدم گشودن در تیوب‌ها بعد از اتمام واکنش)
  - کاهش خطاهای کاربری/نیروی انسانی
۴. امکان خودکارسازی (اتوماسیون)

در حال حاضر مبانی شیمیایی متعددی برای Real-time PCR وجود دارد که در یک بندی کلی شاید بتوان آنها را به دو دستهٔ عمدۀ طبقه بندی کرد:

### ۱. روش‌های غیر اختصاصی<sup>۳</sup>

در این نوع روش‌ها از رنگ‌های فلورسانی استفاده می‌شود که به صورت غیر اختصاصی (مستقل از توالی) به هر DNA دو رشته‌ای متصل می‌شوند (همانند SYBR Green). از آنجا که پیام<sup>۴</sup>/پاسخ دریافتی می‌تواند مربوط به هر DNA دو رشته‌ای باشد، در این روش برای اطمینان از صحت پیام (سیگنال) مشاهده شده می‌توان از بررسی‌های تکمیلی (منحنی ذوب DNA و...) بهره جست.

<sup>1</sup> Post PCR

<sup>2</sup> UV Transilluminator

<sup>3</sup> Non Specific Methods

<sup>4</sup> Signal



## ۲. روش‌های اختصاصی<sup>۱</sup>


در این نوع روش‌ها از توالی‌های الیگونوکلئوتیدی اختصاصی یا همان پروب‌ها (مکمل قسمتی از توالی هدف مورد جستجو با PCR) استفاده می‌شود که با رنگ‌های فلوئورسان نشاندار شده‌اند. انواع متعددی از پروب‌ها با طراحی‌ها و ویژگی‌های مختلف وجود دارند ولی ویژگی مشترک تمامی آنها ایجاد تغییرات در فلوئورسانس، درپی/هنگام تکثیر هدف مورد جستجو است. در میان مبانی شیمیایی متعددی که برای روش اختصاصی ابداع شده، روش TaqMan از رواج و بالطبع اهمیت بیشتری-برخوردار گشته است.

از جمله کاربردهای Real-time PCR (با گرایش کلینیکی) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. بررسی وجود یا عدم وجود ژن‌های خاص (تومور مارکرهای...).
۲. شناسایی و سنجش کمی عوامل بیماری زا
۳. تعیین ژنتایپ عوامل بیماری زا
۴. پایش درمان‌های دارویی
۵. بررسی بیان ژن‌ها
۶. تشخیص‌های پیش از تولد
۷. پایش MRD<sup>۲</sup>
۸. ... و ...

<sup>1</sup> Specific Methods

<sup>2</sup> Minimal Residual Disease





## ویروس هپاتیت ث و بیماری زایی

ویروس هپاتیت ث یک RNA ویروس پوشش دار<sup>۱</sup> متعلق به خانواده فلاؤی ویریده<sup>۲</sup> است. بیش از ۳٪ جمعیت دنیا به این ویروس آلوده بوده و تخمین زده می‌شود که حدود ۰.۳٪ آنها دچار فاز انتهایی بیماری کبدی<sup>۳</sup> می‌شوند. شناسایی و سنجش کمی این ویروس در پلاسما نقش مهمی در تشخیص و پایش عفونت هپاتیت ث و نیز پاسخ دارویی آن ایفا می‌کند.

## رابطه تعداد نسخ ویروس و واحد بین المللی (IU)<sup>۴</sup>

به خاطر عدم دقیقیت روش‌های کنونی تعیین تعداد نسخ ویروس و یا اسیدهای نوکلئیک مربوط، سازمان بهداشت جهانی<sup>۵</sup> اقدام به تهییه و توزیع استانداردهای تیتر ویروسی<sup>۶</sup> مربوط به برخی از عناوین ویروسی همانند هپاتیت ث نموده است.

غلطی استانداردهای به کار رفته در این کیت با استفاده از چهارمین استاندارد بین المللی سازمان بهداشت و سلامت جهانی<sup>۷</sup> (کالیبره) شده اند و نتایج این کیت بر حسب واحد بین المللی در واحد حجم ( $\mu\text{l}/\text{IU}$  یا  $\text{IU}/\text{ml}$ ) گزارش می‌شود.

در خصوص رابطه بین تعداد نسخ و واحد بین المللی، اعداد گوناگونی (بین ۲ تا ۱۰ نسخه از ویروس هپاتیت ث به ازای هر واحد بین المللی) ذکر شده است که این اعداد نه قابل اعتماد و نه مفید هستند.

<sup>1</sup> Enveloped RNA Virus

<sup>2</sup> Flaviviridae


<sup>3</sup> End-stage Liver Disease

<sup>4</sup> IU: International Unit

<sup>5</sup> WHO: World Health Organization

<sup>6</sup> Viral Loads



<sup>7</sup> WHO International Standard 4th Hepatitis C Virus (HCV) RNA International Standard, code: 06/102.



# ویژگی های عملکردی

## حساسیت تحلیلی<sup>۱</sup>

حد تشخیص تحلیلی کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسما "مستقل از حساسیت روش استخراج به کار رفته تعیین شده است. برای تعیین حساسیت تحلیلی "کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسما"، یک سری رقت متوالی از غلظت اسمی ۱ تا  $\mu\text{IU}/0.05$  از رنای HCV آماده و با استفاده از این کیت ارزیابی شدند. استفاده از ۱۰ تکرار از هر نمونه و انجام آزمون منجر به تعیین حساسیت تا  $\mu\text{IU}/0.05$  گردید (با pValue معادل ۰.۰۵). این بدان معنی است که به احتمال بیش از ۹۵٪ مقادیر  $\mu\text{IU}/0.05$  قابل شناسایی خواهند بود.



<sup>۱</sup> Analytical Sensitivity

## وبزگی تحلیلی<sup>۱</sup>

وبزگی (اختصاصیت) تحلیلی گیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسما ساخت شرکت تکاپوزیست در مرحله اول با انتخاب و طراحی مناسب پرایمرها، پروب ها و شرایط دقیق واکنش، تضمین شده است.

در مرحله بعد، توانایی شناسایی ژنوتیپ های مختلف ویروس هپاتیت ث (ژنوتیپ های ۱ تا ۶) با استفاده از پانل ژنوتیپ های ویروس هپاتیت ث<sup>۲</sup> مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

نام نمونه/ژنوتیپ	شناسایی با گیت حاضر
۱a	+
۱b <sup>۳</sup>	+
۲	+
۳	+
۴	+
۵	+
۶	+

<sup>۱</sup> Analytical Specificity

<sup>۲</sup> Non WHO Reference Material HCV RNA Genotype Panel for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC)

<sup>۳</sup> این ژنوتیپ جزو پانل WHO نبوده و یک نمونه بیمار تأیید شده است.



همچنین، آزمون از نظر واکنش متقاطع<sup>۱</sup> با منابع ذکر شده در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفت که با هیچ یک از آنها واکنش متقاطعی دیده نشد.

مشخصات	نتایج
Human Herpes Simplex virus type 1	منفی
Human Herpes Simplex virus type 2	منفی
Varicella Zoster Virus (Type B)	منفی
Human Cytomegalovirus	منفی
Epstein-Barr Virus	منفی
2nd WHO International Standard for Parvovirus B19 DNA for Nucleic Acid Amplification (NAT) Assay	منفی
2nd WHO International Standard for HBV for Nucleic Acid Amplification (NAT) Assay	منفی
و	
دنا (DNA) ژنومی انسان	منفی

## بازه خطی<sup>۲</sup>

بازه خطی (سنجه تحلیلی) "کیت شناسایی و سنجه کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسم" با تجزیه و تحلیل یکسری از رقت های استاندارد رنای HCV در بازه  $1 \times 10^7$  IU/ $\mu$ l تا  $1 \times 10^0$  IU/ $\mu$ l تعیین شد. نتیجه نشان می دهد که بازه خطی این کیت، از غلظت حداقل  $1 \times 10^7$  IU/ $\mu$ l تا  $1 \times 10^0$  IU/ $\mu$ l را تحت پوشش قرار می دهد.

<sup>1</sup> Cross Reactivity

<sup>2</sup> Linear range

- داده های دقث "کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسمـا" امکان تعیین وردایی<sup>۲</sup> کلی آزمون را فراهم می آورد. وردایی کل محاسبه شده مشکل است از:
۱. وردش درون آزمونی<sup>۳</sup> (تغییرپذیری/ متغیر بودن نتایج چندین نمونه مشابه با غلظت‌های یکسان در یک آزمایش)
  ۲. وردش بین آزمونی<sup>۴</sup> (تغییرپذیری/ متغیر بودن نتایج آزمون هایی که توسط کاربران مختلف با دستگاه های مختلف از یک نوع و در یک آزمایشگاه، حاصل شده است).
- داده های دقث "کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسمـا" با استفاده از دو نمونه از استانداردهای کمیت سنجی (استاندارد<sup>۱</sup>: IU/ $\mu$ l ۱۰۰۰۰ و استاندارد<sup>۴</sup>: IU/ $\mu$ l ۱۰) جمع آوری شدند. آزمون در ۵ روز مختلف توسط کاربران متفاوت و با استفاده از ۱۰ تکرار روی هر نمونه و با استفاده از یک دستگاه ثابت انجام شد. داده های به دست آمده برای تعیین انحراف معیار<sup>۵</sup>، واریانس و ضریب وردش<sup>۶</sup> واکنش PCR اختصاصی پاتوزن استفاده شدند. داده های دقث بر مبنای مقادیر چرخه آستانه<sup>۷</sup> ( $C_t$ ) محاسبه شدند. همچنین از روی این مقادیر، داده های نتایج کمی بر حسب IU/ $\mu$ l نیز محاسبه گردید.

نام آزمون	انحراف معیار Ct بر حسب	وردایی (واریانس) Ct بر حسب	CV Ct بر حسب	انحراف معیار IU بر حسب	وردایی (واریانس) IU بر حسب	CV IU بر حسب
وردش درون آزمونی Intra Assay variation	۰/۰۹۵	۰/۰۰۹	۰/۳۴٪	۵۵/۵۵	۳۰۸۶	۶/۲۳٪
وردش بین آزمونی Inter Assay variation	۰/۳۶	۰/۱۸	۱/۲۳٪	۲۴۴	۶۸۸۵۹	۲۲/۷۹٪
وردایی کل Total variance	۰/۳۷	۰/۱۹	۱/۲۹٪	۲۵۰/۲۴	۷۱۹۴۵	۲۳/۰۱٪

جدول ۱: داده های دقث برای استاندارد شماره ۱ (دستگاه Exicycler96)

<sup>1</sup> Precision

<sup>2</sup> Variance

<sup>3</sup> Intra assay variation

<sup>4</sup> Inter assay variation

<sup>5</sup> SD: Standard Deviation

<sup>6</sup> CV: Coefficient of Variation

<sup>7</sup>  $C_t$ : Cycle of threshold



نام آزمون	انحراف معیار Ct بر حسب	وردایی (واریانس) Ct بر حسب	CV Ct بر حسب	انحراف معیار IU بر حسب	وردایی (واریانس) IU بر حسب	CV IU بر حسب
وردش درون آزمونی Intra Assay variation	۰/۱۶	۰/۰۲۵	۰/۴۳ %	۱/۵۵	۲/۴۲	۱۱/۷۶ %
وردش بین آزمونی Inter Assay variation	۰/۲۹	۰/۰۹	۰/۷۷ %	۲/۰۷	۴/۴۹	۱۹/۸۱ %
وردایی کل Total variance	۰/۳۴	۰/۱۲	۰/۹ %	۲/۸۳	۶/۹۲	۲۴/۴۵ %

جدول ۲: داده های دقت برای استاندارد شماره ۴ (دستگاه Exicycler96)

نام آزمون	انحراف معیار Ct بر حسب	وردایی (واریانس) Ct بر حسب	CV Ct بر حسب	انحراف معیار IU بر حسب	وردایی (واریانس) IU بر حسب	CV IU بر حسب
وردش درون آزمونی Intra Assay variation	۰/۱۲	۰/۰۱۵	۰/۴۶ %	۸۰۰/۳۴	۶۴۰۵۴۶	۸/۶۳ %
وردش بین آزمونی Inter Assay variation	۰/۲۸	۰/۰۹	۱/۰۵ %	۲۰۲۴/۷۸	۴۶۴۱۰۷۹	۲۰/۷ %
وردایی کل Total variance	۰/۳۲	۰/۱	۱/۲ %	۲۲۹۸/۱۷	۵۲۸۱۶۲۵	۲۳/۶۹ %

جدول ۳: داده های دقت برای استاندارد شماره ۱ (دستگاه Rotor Gene Q)

نام آزمون	انحراف معیار Ct بر حسب	وردایی (واریانس) Ct بر حسب	CV Ct بر حسب	انحراف معیار IU بر حسب	وردایی (واریانس) IU بر حسب	CV IU بر حسب
وردش درون آزمونی Intra Assay variation	۰/۳۲	۰/۱	۰/۸۷ %	۱/۴۳	۲/۰۵	۲۲/۰۶ %
وردش بین آزمونی Inter Assay variation	۰/۳۸	۰/۱۵	۱/۰۴ %	۲/۵۳	۶/۹۱	۲۷/۳۳ %
وردایی کل Total variance	۰/۵۰	۰/۲۵	۱/۳۶ %	۲/۹۹	۸/۹۶	۳۲/۹۰ %

جدول ۴: داده های دقت برای استاندارد شماره ۴ (دستگاه Rotor Gene Q)

## ارزیابی تشخیصی<sup>۱</sup>

برای برآورده ارزیابی تشخیصی کیت، حساسیت و ویژگی (اختصاصیت) بالینی کیت مورد بررسی قرار گرفت.

### حساسیت بالینی (کلینیکی)<sup>۲</sup>:

برای این منظور ۵۰ نمونه HCV مثبت تأیید شده مورد آزمایش قرار گرفتند. کلیه نمونه ها با استفاده از "کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسمای مثبت تشخیص داده شدند.

### ویژگی (اختصاصیت) بالینی<sup>۳</sup>:

برای این منظور ۱۰۰ پلاسمای منفی تأیید شده مورد آزمایش قرار گرفتند. کلیه نمونه ها با استفاده از "کیت شناسایی و سنجش کمی ویروس هپاتیت ث در پلاسمای منفی تشخیص داده شدند.

<sup>1</sup> Diagnostic Evaluation

<sup>2</sup> Clinical Sensitivity

<sup>3</sup> Clinical Specificity



## ساير مواد و وسائل مورد نياز (كه در كيت ارائه نشده)

- دستکش های آزمایشگاهی (لاتکس / مصنوعی) یکبار مصرف بدون پودر.
- کيت استخراج رنای ویروسی (Viral RNA) (دستی یا مخصوص دستگاه استخراج خودکار)
- سمپلر (متغیر)
- سر سمپلر های فیلتردار استریل عاری از نوکلئازها<sup>۱</sup>
- لرزانک (ورتکس<sup>۲</sup>)
- چرخانک (اسپین<sup>۳</sup>)
- میکروفیوز با دور ۱۴۰۰۰ rpm
- نوار<sup>۴</sup> یا میکروتیوب های مخصوص Real-time PCR متناسب با دستگاه
- دستگاه Real-time PCR
- هود
- گرمخانه (آون) یا صفحه گرم شونده (Heating-Block)

## توصیه های عمومی

- از سر سمپلر های استریل فیلتر دار استفاده نمایید.
- همواره قبل و بعد از انجام آزمون سطح زیر هود / میز را با پنبه آغشته به الكل ۷۰٪ کاملاً تمیز کرده، سپس به مدت ۵ دقیقه با پرتولی فرابینفس پرتودهی کنید.
- برای آلودگی زدایی مواد زاید شامل سرسسمپلرهای، تیوب ها، استریپ های حاوی محصول PCR و ... آنها را پس از مصرف به مدت ۱ ساعت در آب ژاول (وایتكس) ۱۰٪ غوطه ور کنید.

<sup>1</sup> DNase RNase Free

<sup>2</sup> Vortex

<sup>3</sup> Spin

<sup>4</sup> Strip

- نمونه های مثبت (اعم از پلاسما، کنترل ها و محصول واکنش زنجیره ای پلی مراز<sup>۱</sup>) را به دور از مواد دیگر، استخراج و نگهداری نموده، در فضای جداگانه ای آن ها را به محلول واکنش اضافه نمایید.
- پیش از انجام واکنش دقت نمایید که همه اجزا در دمای اتاق کاملاً ذوب شده باشند.
- هنگامی که اجزای کیت ذوب شد، آنها را ۱۰ ثانیه با لرزانک (ورتکس) محلول کنید و سپس با استفاده از چرخانک (اسپین) از تجمع محتويات لوله ها در انتهای آنها (پائین آمدن مواد از دیواره ها) مطمئن شوید.

## جمع آوری، نگهداری و حمل و نقل نمونه

اعتبارسنجی این کیت با استفاده از نمونه های پلاسمای ا.د.ت.آ.<sup>۲</sup> دار (بین ۱/۵ تا ۲ میلی گرم نمک پتاسیم EDTA به ازای هر میلی لیتر از خون) انجام شده است. نمونه های دیگر اعتبار سنجی نشده اند.

 پلاسمای ا.د.ت.آ دار یا سیتراته<sup>۳</sup> به عنوان بهترین نمونه برای تشخیص ویروس هپاتیت ث توصیه شده است.

## نگهداری نمونه

حداکثر تا ۶ ساعت پس از خون‌گیری، خون کامل می‌بایست با سانتریفیوژ کردن برای ۲۰ دقیقه با ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ g به پلاسما و اجزای سلولی تفکیک گردد. پلاسمای جدا شده باید به میکروتیوب های استریل منتقل گردد. اگر نمونه را منجمد سازید یا برای مدت طولانی نگاه دارید ممکن است حساسیت آزمون کاهش یابد.

<sup>۱</sup> Polymerase Chain Reaction (PCR)

<sup>۲</sup> E.D.T.A

<sup>۳</sup> Citrated

## حمل و نقل نمونه ها

به عنوان یک اصل کلی همه نمونه ها می بایست بالقوه بیماری زا تلقی شوند. نمونه ها باید در محفظه ای مقاوم جابجا شوند تا از خطر انتشار آلودگی پیش گیری شود. نمونه ها می بایست مطابق دستورالعمل های محلی و ملی برای حمل مواد بیماری زا جابجا شوند.

در صورتیکه خون گیری در محلی غیر از محل نگهداری نمونه / آزمایشگاه انجام شد، نمونه ها باید ظرف مدت ۶ ساعت به مقصد برسند. نمونه های خون می بایست در شرایط خنک ( $-20^{\circ}\text{C}$ ) + تا ( $+8^{\circ}\text{C}$ ) و نمونه های پلاسما به صورت منجمد ( $-20^{\circ}\text{C}$ ) حمل شوند.

## مواد تداخل کننده

مقدادیر بالای بیلی روبین ( $\geq 15\text{ mg/dl}$ ) و لیپید ها ( $\geq 800\text{ mg/dl}$ ) و نمونه های همولیز شده واکنش را تحت تاثیر قرار نمی دهند ولی هپارین ( $\geq 10\text{ IU/ml}$ ) موجب مهار / حذف / کاهش کارآیی واکنش زنجیره ای پلی مراز می شود. نمونه هایی که در میکروتیوب های حاوی هپارین به عنوان ماده ضد انعقاد جمع آوری شده اند، نباید مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، نمونه بیمارانی که هپارین دریافت کرده اند نیز نباید مورد استفاده قرار گیرند.



## معرفی اجزای کیت

در این کیت اجزای زیر وجود دارند:

- **مخلوط ۱ (تک مرحله ای) (Mix1)**

این مخلوط حاوی مواد لازم برای ساخت cDNA و به دنبال آن انجام واکنش PCR بوده و شامل آنزیم‌های نسخه بردار معکوس، DNA پلی مراز، dNTP‌ها و بافر مربوط است.

- **مخلوط ۲ (Mix2)**

این مخلوط حاوی پرایمرها و پروب‌های لازم برای شناسایی و تکثیر رنای ویروس و کنترل داخلی اضافه شده به نمونه هاست.

- **استانداردهای سنجش کمی شماره ۱ تا ۴**

این استانداردها که از جنس RNA مقاوم در برابر نوکلئازها هستند (با میزان مشخص تیتر ویروس بر حسب IU) امکان ترسیم یک نمودار استاندارد را فراهم می‌آورد. معادله حاکم بر این نمودار استاندارد برای انجام کلیه محاسبات سنجش کمی و تعیین تیتر ویروس در نمونه استخراج شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این نمودار کارآیی<sup>۱</sup> واکنش PCR انجام شده و نیز ضریب رگرسیون نقاط استاندارد ( $R^2$ ) را تعیین می‌کند. در یک واکنش PCR موفق باید شرایط زیر حاکم باشد:

$$R^2 > 0.9 \quad \text{و} \quad e_{PCR} > 90\%.$$

- **کنترل داخلی (IPC)<sup>۲</sup>**

کنترل داخلی تعییه شده در این کیت، یک قطعه رنای خارجی مقاوم در برابر نوکلئازهای پلاسمای است که به هر نمونه ای که قرار است رنای آن استخراج شود افزوده می‌شود. در صورت کارآیی مناسب کیت استخراج مورد استفاده، انجام صحیح فرآیند استخراج، ساخت cDNA با کارآیی مناسب و عدم وجود بازدارنده‌های احتمالی PCR این رنای خارجی در واکنش PCR تکثیر شده و با استفاده از پروب اختصاصی مربوطه شناسایی می‌شود. در این حالت چرخه آستانه (C<sub>t</sub>)

<sup>1</sup> Efficiency (e<sub>PCR</sub>)

<sup>2</sup> Internal Positive Control



کنترل داخلی در نمونه پلاسمای منفی که تحت فرآیند استخراج قرار گرفته می‌باشد<sup>۳۷±۳</sup> باشد. این میزان پراکندگی به جهت تفاوت در تجهیزات و فرآیند خالص سازی ایجاد می‌شود. انحراف بیش از این دلالت بر بروز مشکل در فرآیند خالص سازی دارد. در این موارد فرآیند استخراج می‌باشد کنترل و در صورت لزوم کل آزمون از مرحله استخراج تا آزمون Real-time دوباره تکرار شود.

**مهم:** در صورت عدم مشاهده منحنی کنترل داخلی در نمونه منفی استخراج شده، یکی از علل مهم ممکن است کارآیی نامناسب کیت/ روش استخراج استفاده شده باشد. در این حالت استخراج را با کیت دیگری (کیت‌های توصیه شده در این راهنمای کاربری) انجام دهید و مجددآ آزمون Real-time را تکرار کنید. در هر حالت امکان گزارش جواب منفی برای نمونه منفی که کنترل داخلی آن جواب نداده است وجود ندارد.

#### • کنترل منفی (N.T.C)<sup>۱</sup>

کنترل منفی، نمونه پلاسمایی است که از نظر وجود رنای HCV منفی است. این پلاسما همانند یک نمونه و با اضافه کردن کنترل داخلی به آن استخراج می‌شود. وجود سیگنال کنترل داخلی (JOE) در این نمونه منفی و عدم وجود سیگنال HCV (FAM) می‌تواند به عنوان مبنایی جهت تأیید موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

۱. صحت فرآیند استخراج رنا
۲. صحت و کارآیی مناسب مرحله ساخت cDNA
۳. مهیا بودن شرایط برای واکنش PCR (عدم وجود بازدارنده‌ها در رنای استخراج شده و (...)

چرخه آستانه (C<sub>t</sub>) کنترل داخلی در این نمونه می‌باشد<sup>۳۷±۳</sup>.

<sup>1</sup> No Template Control



## روش کار

### استخراج رنا ویروسی (Viral RNA)

کیت های استخراج رنا توسط سازندگان بسیاری ارائه می گردد. میزان نمونه مورد نیاز برای فرآیند استخراج رنا بسته به روش کار، متفاوت است. لطفاً فرآیند استخراج رنا را مطابق دستورالعمل تولید کننده به انجام رسانید.

توصیه می شود از دستگاه های خودکار استخراج اسیدهای نوکلئیک استفاده کنید. این امر می تواند موجب افزایش حساسیت و کاهش / حذف احتمال آلودگی از یک نمونه به نمونه دیگر<sup>۱</sup> شود. لازم به ذکر است که اعتبارستجوی این کیت با استفاده از روش استخراجی با کارآیی بیش از ۷۰٪ صورت گرفته است. در زیر به برخی کیت های استخراج مناسب که می توانند کارآیی بیش از ۷۰٪ داشته باشند، اشاره شده است:

سازنده	شناسه (Cat#)	نام کیت
تکاپوزیست	۰۰۲۵ ک ج	کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک ویروسی از سرم و پلاسمای DynaBio Viral Nucleic Acid Extraction Mini Kit
Qiagen	52904	QIAamp Viral RNA Mini Kit

برای کنترل و پایش فرآیند استخراج در هر نمونه، کنترل داخلی را به نسبت ۱۰٪ حجم بافر رهاسازی (Elution Buffer) به فرآیند استخراج اضافه نمایید. برای مثال اگر RNA را در ۵۰ میکرولیتر بافر جمع آوری می کنید، در ابتدا می بایست ۵ میکرولیتر کنترل داخلی اضافه شود.

!  
کنترل داخلی را مستقیماً به نمونه اضافه نکنید. توصیه می شود این کار بلافصله پس از اضافه کردن بافر اتصال به نمونه انجام شود.

!  
برای افزایش کارآیی استخراج و جلوگیری از رقیق شدن محصول نهایی استخراج که در برخی موارد ممکن است موجب ایجاد نتایج منفی کاذب (به ویژه در نمونه های با تیتر ویروسی پائین) شود، در مرحله آخر استخراج حداقل از ۵۰ میکرولیتر بافر رهاسازی (Elution Buffer) استفاده کنید.

کنترل داخلی طراحی شده در این کیت از نوع رقابتی است بنابراین از چندگانه<sup>۲</sup> کردن واکنش و کاهش حساسیت آزمون جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با توجه به غلظت پائین کنترل داخلی تعییه شده در کیت، رقابتی بودن آن موجب کاهش تأثیرگذار بر حساسیت آزمون (در محدوده بازه خطی آن) نمی شود.

<sup>۱</sup> Cross Contamination

<sup>۲</sup> Multiplex



پیام کنترل داخلی فقط در نمونه های منفی یا نمونه هایی با تیتر پائین ویروس مشاهده می شود. در نمونه هایی با تیتر بالای ویروس، پیام (سیگنال) کنترل داخلی مشاهده نشده و یا به طور ضعیفی مشاهده می شود.

## انجام آزمون Real-time PCR

### نکات عمومی

۱. قبل از شروع به انجام آزمون روی یک برگه کاغذ طراحی آزمون و مقادیر مورد نیاز از مواد، لوازم و ... را بنویسید تا در هنگام کار دچار خطا نشوید.
۲. ابتدا برنامه ریزی دستگاه تان را انجام داده، دستگاه را آماده به کار کنید سپس اقدام به خروج مواد از فریزر و آماده سازی آنها برای انجام آزمون نمائید.
۳. از کالیبره بودن سمپلرهايتان اطمینان حاصل کنید.
۴. قبل از انجام آزمون از ذوب شدن کامل موادی که از فریزر بیرون آورده اید مطمئن شوید.
۵. همواره مخلوط واکنش را به میزان ۵٪ بیش از میزان مورد نیاز آماده کنید تا با مشکل کمبود مخلوط (به دلیل خطاهای کاربری، نمونه ریزی<sup>۱</sup>، چسبیدن مواد به دیواره ها و ...) در حین انجام کار مواجه نشوید.
۶. برای مخلوط کردن مواد از پیپتائز و لرزان کردن (ورتکس) و برای پائین آوردن مواد از دیواره ها از چرخان کردن (اسپین) استفاده کنید.
۷. برای ترسیم منحنی استانداردی دقیق و جلوگیری از برآورد نادرست<sup>۲</sup> مقادیر، استفاده از هر ۴ نمونه استاندارد توصیه می شود. برای اطمینان بیشتر نسبت به نتایج آزمون می توان نمونه ها/ استانداردها را به صورت دوتایی<sup>۳</sup> مورد استفاده قرار داد.

<sup>1</sup> Sampling

<sup>2</sup> Under or Over estimation

<sup>3</sup> Duplicate

## آماده سازی مخلوط اصلی واکنش

مقادیر لازم برای ساختن مخلوط اصلی واکنش برای یک آزمون مطابق جدول زیر است:

نام	حجم به میکرولیتر
مخلوط ۱ (تک مرحله ای)	۲۵
مخلوط ۲	۵

مخلوط اصلی واکنش (مخلوط ۱ + مخلوط ۲) را برای تعداد کل نمونه ها به اضافه ۵٪ اضافی در یک تیوب ۲ میلی لیتری استریل (غاری از نوکلئازها) آماده کنید.

حداقل تعداد کل نمونه ها در یک دور واکنش<sup>۱</sup> عبارت است از:

تعداد	نام
۴	استانداردهای سنجش کمی
۱	کنترل منفی استخراج شده
۱	آب تزریقی (کنترل منفی PCR)
-	کنترل مثبت (در صورت استفاده)
X	نمونه های مجهول (بیمار) استخراج شده
X+6	جمع کل

در هر تیوب مخصوص Real-time PCR، ۳۰ میکرولیتر از مخلوط آماده شده و ۲۰ میکرولیتر از رنای نمونه مورد آزمایش / استانداردها / کنترل منفی ها اضافه کرده، ابتدا به آرامی پیپتائز کرده، سپس در تیوب / استریپ ها را بسته یا با برچسب مخصوص کاملاً پوشانده و محکم کنید. تیوب / استریپ ها را چرخان کنید و در مکان مربوطه در دستگاه قرار دهید. دقت کنید تا هر نمونه در جایگاه تعریف شده خود قرار بگیرد.

<sup>1</sup> Run

## برنامه واکنش PCR

برای کار با دستگاه Exicycler96

تکرار	زمان	دما (درجه سانتیگراد)
۱ چرخه	۳۰ دقیقه	۵۰
۱ چرخه	۵ دقیقه	۹۵
	۱۵ ثانیه	۹۵
	۵۰ ثانیه	۵۸
۵۵ چرخه	-	خوانش (Scan) فلورسانس نمونه ها
	-	HCV برای FAM •
۵۵ چرخه	-	برای JOE •
	۲۰ ثانیه	۷۲

برای کار با دستگاه های RotorGene 6000 و RotorGene Q


تکرار	زمان	دما (درجه سانتیگراد)
۱ چرخه	۳۰ دقیقه	۵۰
۱ چرخه	۵ دقیقه	۹۵
	۱۵ ثانیه	۹۷
	۵۰ ثانیه	۵۸
۵۵ چرخه	-	خوانش (Scan) فلورسانس نمونه ها
	-	HCV برای FAM •
۵۵ چرخه	-	برای JOE •
	۲۰ ثانیه	۷۲



## برنامه دهی به دستگاه Exicycler96

نرم افزار Exicycler Run را اجرا کنید.

وارد منوی File شده و بر روی ... Design Experiment... کلیک کنید تا پنجره شکل زیر گشوده شود.



با توجه به شکل، به صورت زیر عمل کنید:


۱. در جعبه های موجود در کنار عبارات زیر، به ترتیب اسمای دلخواه را وارد کنید (کلیه اسمای داده شده پیشنهادی اند):

- a. Master → HCV
- b. Protocol → Takapouzist
- c. Plate → 920101 (.”، ”)



۲. بر روی لبّة Incubate کلیک کرده و با توجه به برنامه دمایی آزمون، مشخصات مربوط را یک به یک وارد سازید و در پایان هر مرحله دکمه Append را بزنید (کلیه دمایها/ زمان ها/... در زیر آورده شده است).


Temperature: 50 → Time: 30 min → Append  
 Temperature: 95 → Time: 5 min → Append  
 Temperature: 95 → Time: 15 sec → Append  
 Temperature: 58 → Time: 50 Sec → Append



۳. بر روی لبّة Scan کلیک کرده و سپس دکمه Append را بزنید.  
 ۴. مجدداً بر روی لبّة Incubate رفته و برنامه دمایی زیر را وارد کنید:

Temperature: 72 → Time: 20 Sec → Append


۵. بر روی لبّة Go to کلیک کرده و مشخصات زیر را وارد سازید :
- Line=3
  - Cycle=55



و در پایان دکمه Append را بزنید.


برای طراحی پلیت روی لبè Plate کلیک نمایید و سپس به صورت زیر عمل کنید.

۱. روی لبè Add Probe کلیک کنید تا پنجره زیر ظاهر شود:
۲. خانه های کنار پروب های مورد استفاده در آزمون (JOE BHQ FAM BHQ) را تیک زده و سپس بر روی OK، کلیک نمایید.



۳. به تعداد تیوب هایی که می خواهید در دستگاه قرار دهید چاهک انتخاب کنید. برای اینکار همانند شکل زیر مثلاً روی خانه 5 کلیک چپ کنید و در حالی که هم چنان کلیک چپ را می فشارید تا خانه 5 حرکت کنید. در نتیجه خانه های 5 تا E5 پر نور می شوند.

- در قسمت Probe Name خانه کنار پروب های انتخابی را تیک بزنید.
- روی گزینه Assign کلیک کنید.




۴. سپس روی هر خانه کلیک کنید و با توجه به ماهیت آن (نمونه، استاندارد، کنترل منفی یا ...).

- از منوی Type گزینه مناسب را انتخاب کنید.
- در قسمت Sample Name نام نمونه را وارد کنید.
- برای نمونه های استاندارد غلظت های مربوط به استانداردهای تعییه شده در کیت (رجوع شود به صفحه ۳) را وارد کنید.
- ابتدا روی گزینه Sample Name و سپس روی گزینه Assign کلیک کنید.

۵. این کار را در مورد تمام نمونه ها انجام دهید به طوری که در نهایت پس از انتخاب همه خانه ها اطلاعات کامل و صحیح مربوطه به آنها در جدول سمت راست مطابق شکل صفحه بعد ظاهر شود.




۶. در نهایت همانند شکل زیر به ترتیب بر روی نمای ذخیره در مجاورت هر یک از جعبه های Master ، Protocol و Plate کلیک کنید و در هر بار پس از ظاهر شدن پنجره save as روی گزینه Save کلیک کنید تا تنظیمات وارد شده ذخیره گردند.
۷. پس از انجام مراحل ذکر شده در بالا همانند شکل زیر، دکمه OK را فشارید تا این پنجره خارج شوید و سپس برنامه Exicycler3 Run را بیندید.





۸. از این پس و برای انجام آزمون های بعدی با همین کیت، شما می توانید برای دستیابی به پروتوكل مربوطه و اجرای آن، پس از کلیک کردن بر روی گزینه Design در برنامه Run Exicycler مطابق شکل زیر روی نمای باز کردن (open) در مجاورت جعبه Master کلیک کرده و فایل مربوط را باز نمایید.



دقت کنید که به ازای هر چینش جدید پلیت، باید پلیت را مجددآ طراحی و آن را ذخیره نمایید.

۹. پلیت را در جای صحیح خود (مطابق آنچه که در تعریف پلیت طراحی کرده‌اید) در دستگاه قرار دهید. دکمه Door دستگاه را برای چند ثانیه بفشارید تا در بسته شود.


۱۰. بر روی دکمه Run از پانل کلیک کنید.

۱۱. پس از آن پنجره ای باز می شود که نام فایلی که نتایج آزمون در آن ذخیره خواهد شد را از ما سوال می کند. می توانید تاریخ انجام آزمون یا هر اسم دلخواه دیگری را در آن وارد سازید. در هر صورت در نامگذاری فایل ها دقต کنید و از ذخیره سازی روی فایل های موجود خودداری کنید. با کلیک بر روی گزینه OK دستگاه شروع به کار خواهد کرد.




## برنامه دهی به دستگاه RotorGene 6000 یا RotorGene Q


۱. نرم افزار دستگاه را اجرا کنید.
۲. روی گزینه New کلیک کنید.
۳. در پنجره Quick Start مجدداً روی گزینه New کلیک کنید.
۴. در پنجره 36-Well Rotor Locking Ring Attached را انتخاب کنید و گزینه Next را تیک زده روی گزینه Next کلیک کنید.




۵. حجم واکنش را روی ۵۰ میکرولیتر تنظیم کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.




۶. مرحله ساخت cDNA را مطابق شکل صفحه بعد با استفاده از Hold اولیه خود نرم افزار در دمای ۵۰°C و به مدت ۳۰ دقیقه تعریف کنید.




۷. سپس برای تعریف دمای واسرشت سازی اولیه در PCR روی گزینه New Hold at Temperature کلیک کنید و از فهرست بازشده گزینه New Hold at Temperature را انتخاب کنید تا بتوانید Hold2 با دمای ۹۵°C و زمان ۵ دقیقه را مطابق شکل زیر تعریف کنید.



۸. سپس تنظیم برنامه دمایی/زمانی PCR را به همانند شکل زیر انجام دهید.




۹. روی OK کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود. سپس روی کلیک کنید تا وارد صفحه Auto-Gain Optimisation Set Up شوید.








۱۰. در صفحه Auto-Gain Optimisation Set Up را بازشونده از منوی انتخاب کرده و سپس روی Add کلیک کنید.




۱۱. پس از کلیک کردن روی Add شکل زیر ظاهر می شود.  
۱۲. در قسمت Target Sample Range حد پائین را روی ۵ و حد بالا را روی ۵۰ قرار دهید و سپس روی Ok کلیک کنید.



۱۳. پس از بازگشت به صفحه Auto-Gain Optimisation Set Up، دما را همانطور که در شکل زیر آمده، روی ۵۸ تنظیم کنید. مجدداً از منوی بازشونده، Yellow را انتخاب کرده و سپس روی Add کلیک کنید.




۱۴. همانند آنچه که برای کanal Green انجام دادید، در حد پائین را روی ۵ و حد بالا را روی ۵۰ قرار دهید و سپس روی Ok کلیک کنید.






۱۵. همانند شکل زیر گزینه Close را تیک بزنید و روی کلیک کنید.




۱۶. همانند شکل زیر روی Next کلیک کنید.






۱۷. تیوب ها را در دستگاه قرار دهید (مشخصات و ترتیب چیدمان آنها را جایی یادداشت کنید).
۱۸. حلقه محافظ را کامل روی روتور محکم کرده و در دستگاه را بیندید.
۱۹. سپس روی گزینه Start Run کلیک کنید.



۲۰. پس از ظاهر شدن پنجره نمونه‌ها، با توجه به ترتیب قرار داده شده در دستگاه، مشخصات هر کدام آنها را تعریف کنید.

در کار با دستگاه های Q و RotorGene 6000 برای حالت نمایش غلظت ها، نوعی را انتخاب کنید که حتی تا دو رقم اعشار بعد از ممیز را نشان می دهد. همچنین  $\mu\text{IU}/\mu\text{l}$  را برای واحد غلظت انتخاب کنید.




## تحلیل داده ها

### تنظیمات نرم افزاری Exicycler96 دستگاه

۱. پس از اتمام کار دستگاه، نرم افزار Exicycler Run را بیندید.
۲. نرم افزار Exicycler Analysis را اجرا کنید. همانند شکل زیر در منوی File روی گزینه Open کلیک کنید.




۳. فایل نتیجه مورد نظر (نامی که نتیجه را با آن ذخیره کرده اید) را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید.
۴. پنجره زیر ظاهر خواهد شد، دقت کنید که گزینه Absolute Quantification انتخاب شده باشد، در غیر اینصورت، آن را انتخاب کرده و سپس روی Ok کلیک کنید.






۵. پنجره زیر ظاهر خواهد شد. دقت کنید که Sub. Method در حالت Threshold Level انتخاب شده باشد.

- با کلیک کردن روی لبّه Flu. Graph امکان مشاهده نمودارها (هر دو کanal و FAM و JOE وجود دارد).




- با کلیک کردن روی لبّه STD Curve امکان مشاهده نمودار استاندارد، کارآیی واکنش (Efficiency) و نیز  $R^2$  وجود دارد.



- با کلیک کردن روی لبّه Report Form، امکان مشاهده Ct، تعداد نسخ محاسبه شده برای هر نمونه وجود دارد.

## دستگاه های RotorGeneQ و RotorGene6000

۱. پس از اتمام کار دستگاه و برای بررسی نتایج در هریک از کانال ها، همانند شکل زیر روی Analysis کلیک کنید.




۲. سپس در پنجره شکل زیر، کanal مورد نظر را انتخاب کرده و روی Show کلیک کنید.




۳. پس از ظاهر شدن پنجره زیر، ابتدا:

- کنترل کنید که گزینه Dynamic Tube انتخاب شده باشد، در غیر اینصورت روی آن کلیک کنید تا حروف آن آبی رنگ شوند.
- روی گزینه Slope Correct کلیک کنید.
- روی گزینه Auto Scale کلیک کنید.
- روی گزینه Linear Scale کلیک کنید.
- روی دکمه Threshold را بین ۰/۰۲ تا ۰/۰۴ قرار دهید.



۴. پس از انجام این کارها، شکلی همانند صفحه بعد خواهد داشت. با کلیک بر روی نماد مربع (Maximize) در هریک از پنجره های موجود در صفحه، امکان بزرگ کردن آن پنجره و دیدن آن به صورت تکی وجود دارد. با کلیک کردن مجدد بر روی همین نماد، مجدداً پنجره ها به صورت سه تایی نمایش داده خواهند شد.



۵. با بزرگ کردن پنجره Quantitation Analysis، امکان مشاهده نمودارها وجود دارد.
۶. با بزرگ کردن پنجره Standard Curve، امکان مشاهده نمودار استاندارد، کارآیی واکنش (Efficiency) و نیز  $R^2$  وجود دارد.
۷. با بزرگ کردن پنجره Quant. Results، امکان مشاهده Ct، تعداد نسخ محاسبه شده برای هر نمونه وجود دارد.
۸. برای مشاهده و تحلیل نتایج در کanal JOE (کنترل داخلی) نیز می بایستی همین روند طی شود.

موارد زیر به عنوان نتایج آزمون محتمل است. روند<sup>۱</sup> نمایی تفسیر نتایج و گزارش نهایی در صفحه بعد آمده است.

۱. پیام (سیگنال) FAM در نمونه شناسایی ولی در کنترل های منفی شناسایی نمی شود.  
نتیجه آزمون مثبت است: نمونه حاوی رنای (RNA) ویروس هپاتیت ث است.

در این حالت، ممکن است پیام JOE دیده نشود. زیرا غلظت های بالای رنای HCV می تواند منجر به کاهش یا حذف سیگنال کنترل داخلی گردد.

۲. پیام (سیگنال) FAM هم در نمونه و هم در کنترل های منفی شناسایی می شود.  
احتمال نتیجه مثبت کاذب وجود دارد: آزمون می باشد مجدداً تکرار شود (رجوع  
شود به قسمت حل مشکل)<sup>۲</sup>


۳. پیام (سیگنال) FAM در نمونه شناسایی نمی شود ولی پیام JOE (مریبوط به کنترل داخلی)  
در نمونه شناسایی می شود ( $37 \pm 3$  C<sub>T</sub>). در این حالت پیام کنترل داخلی احتمال وجود  
بازدارنده PCR را رد می کند و بنابراین:  
در نمونه، رنای HCV قابل شناسایی نیست و یا میزان آن پائین تر از حساسیت  
کلینیکی آزمون است. می توان با گزارش حساسیت آزمون به پزشک آن را منفی در  
نظر گرفت.

۴. نه پیام (سیگنال) FAM و نه پیام JOE در نمونه شناسایی نمی شوند.  
هیچ برداشت تشخیصی نمی توان داشت.  
اطلاعات مریبوط به منشا خطا و راه حل های آن را در قسمت حل مشکل می توان یافت.

<sup>1</sup> Flowchart

<sup>2</sup> Trouble Shooting

## روندنمای تفسیر نتایج و گزارش نهایی





## تعیین تیتر و بروس بر حسب IU در هر میلی لیتر پلاسمای

استاندارد های کمیت سنجی این کیت با استفاده از چهارمین استاندارد بین المللی سازمان بهداشت و سلامت جهانی (WHO) کالیبره شده و بر حسب  $\text{IU}/\mu\text{l}$  هستند. برای تعیین IU و بروس در هر میلی لیتر از پلاسمای بیمار از معادله زیر استفاده کنید:

$$\text{Result (IU/ml)} = \frac{\text{Result (IU}/\mu\text{l}) \times \text{Elution Volume (\mu l)}}{\text{Sample Volume (ml)}}$$

برای مثال اگر :

- حجم نمونه سرم / پلاسمای مورد استخراج: ۲۰۰ میکرولیتر
  - حجم محصول نهایی استخراج شده: ۵۰ میکرولیتر
  - و تیتر به دست آمده برای نمونه:  $\text{IU}/\mu\text{l} 100$  باشد
- نتیجه نهایی به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

$$(\text{IU}/\text{ml}) = \frac{100 \times 50}{0.2}$$

در نتیجه تیتر قابل گزارش حدود  $25,000 \text{ IU}/\text{ml}$  در پلاسمای بیمار خواهد بود.

 در نظر داشته باشید که تنها در صورت برقرار بودن شرایط زیر امکان تعیین و گزارش تیتر وجود دارد و در غیر اینصورت می بایست آزمون مجدد تکرار شود.

$$R^{12} > 0.9 \quad e_{PCR} > 90\%$$

نکته: در برگه گزارشی که برای پیشک آمده می کنید حتماً باید به محدوده بازه خطی، حساسیت تحلیلی آزمون و مشخصات کیت مورد استفاده اشاره شود.

لطفاً توجه داشته باشید که به عنوان یک اصل کلی، حجم اولیه نمونه مورد استخراج در معادله فوق لحاظ می گردد بنابراین هنگامی که حجم نمونه مورد استفاده در فرآیند استخراج دچار تغییر می شود (مثلاً تغليظ نمونه با سانتریفیوژ کردن و یا افزایش حجم با استفاده از بافر فسفات نمکی<sup>۱</sup>) برای رساندن آن به میزان نیاز فرآیند استخراج) این تغییر می بایست در نظر گرفته شود.

<sup>۱</sup> PBS

## حل مشکل

راه حل	علت احتمالی	(Symptom) نشانه
به منظور تحلیل صحیح داده ها، می بایستی برای FAM رنگ HCV PCR و برای کنترل داخلی رنگ JOE انتخاب شود.	عدم انتخاب FAM در هنگام تعريف پروب PCR	
۱- پروفایل دمایی را با آچه در روش کار آمده مقایسه کنید. ۲- در پروفایل دمایی برنامه PCR مرحله خوانش فلوئورسانس به طور صحیح انتخاب نشده است.	شرایط PCR با آچه در کیت آمده است همخوانی ندارد	عدم مشاهده پیام فلئورسانس در نمونه های استاندارد FAM ۱ تا ۴
مراحل کاری / محاسبات خود را به صورت کامل کنترل کنید و در صورت لزوم آزمایش را تکرار کنید.	آمده سازی مخلوط واکنش PCR یا ریختن مواد در تیوب ها به صورت نادرست انجام شده است. ممکن است در هنگام آمده سازی مخلوط واکنش دچار خطأ شده اید. ممکن است نمونه ها را به طور صحیح در تیوب های مربوط نریخته باشید (جایجا ریخته باشید) یا پلیت / نوارها / میکروتیوب ها را دقیقاً در جایگاه های تعريف شده در دستگاه قرار نداده باشید و ...	
لطفاً شرایط نگهداری و تاریخ انقضای مواد را کنترل کرده و در صورت لزوم از کیت جدیدی استفاده کنید.	شرایط نگهداری یک یا تعداد بیشتری از اجزای کیت مطابق آچه که در راهنمای کاربری کیت آمده است نبوده و یا این که تاریخ استفاده از کیت به اتمام رسیده است.	
مشابه آچه در قبل آمده است.	شرایط PCR با آچه در کیت آمده است همخوانی ندارد	
۱- اطمینان حاصل کنید که از روش استخراج مناسبی استفاده کرده اید و دقیقاً مشابه آچه که در روش کار آمده است عمل کرده اید. ۲- اگر از روش هایی با بافرهای شستشوی حاوی اتانول استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که در طول فرآیند استخراج کلیه مراحل سانتریفیوژ کردن را جهت زدودن اتانول باقی مانده انجام داده اید.	واکنش PCR مهار / ممانعت شده است.	پیام ضیف یا عدم مشاهده پیام کنترل داخلی در نمونه و یا کنترل منفی ای که در فرآیند استخراج وارد شده است (C1 خارج از محدوده $37 \pm 3$ و به طور همزمان عدم مشاهده پیام در نمونه FAM)
اطمینان حاصل کنید که از روش استخراج مناسبی با کارآیی بیش از ۷۰٪ استفاده کرده اید و دقیقاً مشابه آچه که در روش کار آمده است عمل کرده اید.	رنا (RNA) در فرآیند استخراج از دست رفته است.	
مشابه آچه در قبل آمده است.	شرایط نگهداری یک یا تعداد بیشتری از اجزای کیت مطابق آچه که در کیت آمده نبوده و یا این که تاریخ استفاده از کیت به اتمام رسیده است.	

نشانه (Symptom)	علت احتمالی	راه حل
مشاهده پیام FAM در نمونه های کنترل منفی (PCR و استخراج)	در خلال آماده سازی مواد برای PCR، آلودگی رخ داده است.	۱- PCR را با استفاده از مواد تازه تکرار کنید. ۲- اگر امکان پذیر است، بلافاصله پس از اضافه کردن نمونه ها در تیوب ها را بیندید. ۳- کنترل های مشتبه را با دقق و آخر از همه نمونه ها آماده کنید. ۴- اطمینان حاصل کنید که محل کار و دستگاه در فواصل زمانی مشخص آلودگی زدایی شوند.
مشابه آنچه در قبل آمده است.	در خلال فرآیند استخراج آلودگی رخ داده است.	۱- یک نمونه پلاسمای منفی (غیر از آنچه داخل کیت است) را استخراج کنید تا آلوده بودن یا نبودن کیت استخراج را کنترل کنید. ۲- در صورت آلوده نبودن کیت، مجدداً استخراج نمونه ها را با دقق بیشتری انجام دهید (به عنوان کنترل منفی از پلاسمای منفی جدید استفاده کنید). ۳- در صورت آلوده بودن کیت، کیت جدیدی تهیه کرده و استخراج نمونه های مورد آزمایش را با کیت جدید انجام دهید. ۴- اطمینان حاصل کنید که محل کار و دستگاه در فواصل زمانی مشخص آلودگی زدایی شوند.
مشابه آنچه در قبل آمده است.	شرایط نگهداری یک یا تعداد بیشتری از اجزای کیت مطابق آنچه که در کیت آمده نبوده و یا این که تاریخ استفاده از کیت به القام رسیده است.	
مشابه آنچه در قبل آمده است.	شرایط PCR با آنچه در کیت آمده است همخوانی ندارد.	
اطمینان حاصل کنید که دستگاه کالیبره است (معمولًاً توصیه شرکت های سازنده کنترل و کالیبراسیون هر ۶ ماه یکبار یا حداقل هر یک سال یکبار است)	دستگاه Real-time PCR کالیبره نیست کالیبره نبودن بخش نوری دستگاه: این امر از طریق تأثیر در شدت فلوروئسانس شناسایی شده (به ویژه در غلظت های پائین) و اثر آن بر استاندارد شماره ۴ می تواند باعث ایجاد کارآیی پائین شده و هم اینکه در مورد نمونه های با غلظت کم ممکن است موجب بروز منفی کاذب شود.  کالیبره نبودن بخش دمایی (ترمال) دستگاه: این امر موجب ایجاد دماهایی غیر از آنچه برای واکنش بهینه است شده و باعث کاهش کارآیی و نیز در مورد نمونه های با تعداد تیتر پائین ممکن است موجب بروز منفی کاذب شود.	کارآیی پائین (۹۰٪) کارآیی بالا
از کالیبره بودن سمبولها اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز برای کالیبراسیون اقدام کنید.	عمده ترین دلیل کارآیی بالا (غیر معمول) کالیبره نبودن سمبولها است.	کارآیی بالا (بیشتر از ۱۰۵٪)



## پشتیبانی فنی

برای پشتیبانی فنی لطفاً با realtimePCR@dyna-bio.com یا تلفن های شرکت تماس بگیرید.

اگر کیفیت هر یک از خدمات/محصولات ما مطابق درخواست شما نبوده است لطفاً "فرم اعلام عدم رضایت از کارکرد محصول" را در سایت شرکت بیابید. آن را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمائید. شما می توانید با گرفتن شماره پیگیری مربوط، تا دریافت نتیجه نهایی، روند بررسی را پیگیری نمائید.



---

یادداشت



# تکاو زیست

مراهی مطمئن در  
زیست مولکولی



تلفن: ۰۱۰۶۸۸۸۸

پشتیبانی فنی: [realtime@dyna-bio.com](mailto:realtime@dyna-bio.com)