




## کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک (دنا / رنا) ویروسی از سرم و پلاسما DynaBio™ Viral Nucleic Acid (DNA/ RNA) Extraction Mini Kit


### ویژگی ها و مزایا

- استخراج سریع، کارآمد و همزمان دنا و رنا ویروسی از سرم و پلاسما (نمونه های فاقد سلول)
- دارای رنا حامل (Carrier RNA) برای افزایش کارایی استخراج
- بازده خوب و قابل اعتماد برای نمونه های با تعداد نسخ پائین ویروس
- CV % پائین
- گرفتن نتیجه در زمان کوتاه: کمتر از ۲۰ دقیقه
- قیمت مناسب

نمودار مقایسه ای کارایی کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک ویروسی شرکت تکاپوزیست در استخراج رنا ویروسی (آزمون Real-time PCR بر روی رنا استخراج شده ویروس هپاتیت ث)



نمودار مقایسه ای کارایی کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک ویروسی شرکت تکاپوزیست در استخراج دنا ویروسی (آزمون Real-time PCR بر روی دنا استخراج شده ویروس هپاتیت ب)



شناسه کیت ۵۰ آزمونه

کج ۰۰۲۵

Cat # KI0025